

**NEW**

# AIRChamber

## Antisztatikus légzőkamra

### Cross Valve Technológia™



MENTES A  
KÖVETKEZŐKTŐL:

Not  
made with  
**PVC**

Not  
made with  
**NATURAL  
RUBBER  
LATEX**

Not  
made with  
**BPA**

Not  
made with  
**PHTHALATES**

ANNI DI GARANZIA  
**2**  
Anni - Years  
YEARS WARRANTY



## HÁTTÉR:

1. A légúti betegségek közül az asztma az egyik legelterjedtebb a világon
2. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb becslései szerint világszerte **235 millió ember szenved asztmában**, főként gyermekek
3. Az asztma egy krónikus, gyulladásos betegség melyet visszatérő légúti tünetek pl. légszomj, köhögés és sípoló légzés valamint mellkasi szorító érzés jellemeznek

# AIRChamber

## Mi az AirChamber?

Az AirChamber egy antisztatikus légző kamra. Az asztma (és a krónikus obstruktív tüdőbetegség, COPD) kezelésére használt eszköz. A gyógyszer adagolása túlnyomásos, mért dóziszú inhalátorból (pMDI) történik a tüdőben mélyen elhelyezkedő kis légutakba.

## Kinek ajánlott az AirChamber használata?

Asztmában(COPD)szenvedő felnőttek és gyerekek számára

## Főbb jellemzők:

### Cross Valve Technológia™



Úgy tervezték, hogy alacsony ellenállást biztosítson a gyógyszer belélegzésekor és lehetővé tegye a könnyű kilélegzést

### Összeegyeztethető a legtöbb pipával(pMDI)



Az univerzális csatlakozó illeszkedik a legtöbb nyomás alatti, mért dóziszú inhalátorhoz (pMDI)

### Átlátszó Kamra



Láthatóvá teszi a szelepek mozgását amikor a beteg be- és kilélegzik

### Biztonságos tisztítás



A könnyen levehető tartály kézzel vagy mosogatógépben tisztítható



## Teljesítmény összehasonlítás:


In-vitro próbapadi teszteléssel hasonlították össze a PiC AirChamber teljesítményét a nemzetközi piac két főszereplőjével.

**A vizsgálat célja :** számszerűsíteni és összehasonlítani a gyógyszeradagolás jellemzőit két különböző gyógyszercsoport, egy enyhítő és egy megelőző szer használatával

## Eredmények:

Az In-vitro próbapadi eredmények azt mutatják, hogy a Pic AirChamber teljesítményében egyenértékű a versenytársak két termékével.

## Jellemzők összehasonlítása:

| GYÁRTÓK                      |  | Versenytárs 1 | Versenytárs 2 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| ANTISZTATIKUS KAMRA          | ✓   | ✓             | ✓             |
| UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ       | ✓   | ✓             | ✓             |
| EGYUTAS SZEPEL               | ✓   | ✓             | ✓             |
| LÁGY MASZKOK                 | ✓   | ✗             | ✓             |
| ÁRAMLÁS JELZŐ                | ✓   | ✗             | ✓             |
| MOSOGATÓGÉPBEN BIZTONSÁGOS   | ✓   | ✗             | ✓             |
| STERILIZÁLHATÓ (forralással) | ✓   | ✗             | ✗             |



REF 0201032600000



S méretű  
szilikon maszk  
tartozék  
1 éves korig



REF 0201032700000



M méretű  
szilikon maszk  
tartozék  
1 - 5 éves korig



REF 0201032800000



M méretű  
szilikon maszk  
tartozék  
5 éves kor felett

Forgalmazó: AIM-Medical Kft. 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. tel: +36 1 4146 491; www.aim-medical.hu; info@aim-medical.hu



PIKDARE  
Via Saldarini Catelli, 10  
22070 Casnate con Bernate (CO) - ITALY  
Phone +39 031 7297111  
Fax +39 031 7297100  
www.pikdare.com www.picsolution.com



It's easy with Pic!